

CLEANLAB STERILFAST

Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni mających jak i niemających kontaktu z żywnością o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym.

Pozwolenia na obrót produktem biobójczym nr 3533/TP/2020

ZASTOSOWANIE:

Preparat może być stosowany w:

- zakładach opieki zdrowotnej tj.: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, senatoria, domy opieki, itp.
- salonach kosmetycznych i fryzjerskich,
- salonach fitness i SPA,
- szkołach, przedszkolach,
- pomieszczeniach biurowych,
- pomieszczeniach mieszkalnych: hotele, pensjonaty, domki wypoczynkowe, itp.
- zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii,
- środkach transportu: taksówki, autobusy, tramwaje, pociągi, samochody ciężarowe, przyczepy kempingowe, itp.

CHARAKTERYSTYKA I SKŁAD CHEMICZNY:

Ciecz przezroczysta o charakterystycznym zapachu alkoholu.

Zawiera: 2-propanol (propan-2-ol) 60 g/100g (75% v/v), chlorek didecyldimetyloamoniowy, wodę, kompozycja zapachowa.

WŁAŚCIWOŚCI:

- posiada szerokie spektrum dezynfekcyjne: bakteriobójcze, wirusobójcze
- działanie wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych, w tym **koronawirus SARS-COV-2**
- preparat szybko schnący, nie pozostawia zacieków (nie zawiera gliceryny)
- posiada przyjemny zapach
- preparat gotowy do użycia, nie wymaga sporządzania roztworów roboczych
- wygodna forma aplikacji: spray, atomizer

SPOSÓB UŻYCIA:

Dezynfekowane powierzchnie równomiernie pokryć preparatem przez spryskanie lub za pomocą nasączonej ściereczki. Zostawić preparat do wyschnięcia lub minimum na 30 sekund.

Nie stosować na powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu.

Opakowania:

- butelka z rozpylaczem 750ml, 1000ml (atomizerem)
- spray
- kanister 5, 10, 20L